

兔抗人 RRM1 免疫组化多克隆抗体

Rabbit Anti-Human RRM1 Polyclonal Antibody

说明书编号:40637Rc

产品简介

产品编号: RAB-0637

规格: 1.5/3.0/6.0 ml

形式: 即用型

细胞定位: 细胞浆

阳性对照组织: 胎盘

反应种属: 人类, 其余种属未做相应
检测

理化特性

绿色溶液, pH=7.4±0.1。

产品特征

RRM1 (核糖核酸还原酶 M1 多肽) 是构成核糖核苷二磷酸还原酶的两个亚基之一。它为 DNA 的合成提供了必要的前提条件。RRM1 可以反映癌变及肿瘤发展进程, 以及非小细胞肺癌治疗反应情况。有研究资料表明, RRM1 的表达同吉西他滨药物耐药作用呈正相关。

产品应用

本抗体适用于福尔马林固定石蜡包埋切片或冰冻切片的免疫组化染色。本抗体直接使用, 无需稀释。福尔马林固定石蜡包埋切片在染色前需用 **10mM pH6.0 的柠檬酸盐缓冲液进行高压加热抗原修复**。本抗体只有与迈新公司的免疫组化检测试剂盒配合使用, 才能保证合适有效的染色效果。

孵育条件:

室温 (18-30℃) 孵育 60 分钟或 4℃ 过夜。

保存条件:

试剂需在 2-8℃ (不可冰冻) 避光条件下进行保存。每次使用后, 应立即放回 2-8℃ 的冰箱进行保存。抗体的保质期为 12 个月。如果试剂不是按产品说明书的条件储存, 可能影响其使用效果。

本抗体仅供研究使用, 不用于临床诊断。